

## Quels sont les effets secondaires possibles et leurs solutions ?

Les douleurs et réactions cutanées (rougeurs, oedème, décoloration, ecchymose, hypersensibilité) :

- L'application d'une poche de glace et de pommade anti-inflammatoire, associée à un léger massage de la zone, peut limiter la gêne.
- Sortir le produit à température ambiante une heure avant l'injection.
- Augmenter la profondeur d'injection.

### Notes :

Pour tout renseignement ou incident avec le matériel ou le produit, appelez le numéro vert du laboratoire : 0805 400 600.

## RÉSEAU NEURO CENTRE

Traitement de fond

COPAXONE®



**Réseau Neuro Centre**

3 rue Monseigneur Marcel  
37000 TOURS

Tel : 02 47 77 06 45

Fax : 02 47 77 06 44

Mail : [reseaneurocentre@orange.fr](mailto:reseaneurocentre@orange.fr)

## Quand injecter le produit ?

COPAXONE® s'injecte tous les jours.

Il faut choisir une période fixe.

## Où injecter le produit ?

COPAXONE® s'injecte en sous-cutané.

Attention à bien varier les sites d'injection (bras, ventre, cuisses ou fesses) pour éviter les réactions cutanées.

## Comment conserver le produit ?

Conservez le produit au réfrigérateur, entre 2° et 8°, et sortez-le 1 heure avant l'injection.

## Comment transporter le produit ?

En cas de transport aérien, pensez à prévenir à l'avance la compagnie aérienne et à apporter votre ordonnance ainsi qu'un courrier (en anglais si vous voyagez à l'international) de votre neurologue pour garder le produit et les seringues en cabine. Attention, le produit serait endommagé s'il était stocké dans la soute.

## Que faire des déchets ?

Vous pouvez déposer vos boîtes à aiguilles usagées au laboratoire d'analyses médicales, lors de la consultation avec votre neurologue, à l'hôpital, voire à votre mairie ou la déchetterie.

## L'injection

1- Recherchez un lieu calme et confortable pour réaliser l'injection. Il vaut mieux s'asseoir ou s'allonger et se détendre pour une meilleure décontraction.

2- Lavez-vous soigneusement les mains à l'eau et au savon.

3- Nettoyez la zone à injecter en prenant de préférence une lingette ou du coton avec un antiseptique non alcoolisé (évitiez les désinfectants alcoolisés).

4- Ne pas faire de pli cutané.

5- Ne pas purger.

6- Si vous n'utilisez pas le stylo : piquez perpendiculairement à la peau, d'un geste rapide et injectez le produit (l'injection doit se faire de préférence en moins d'une minute).

7- Si vous utilisez le stylo : Réglez la profondeur de l'aiguille, à 6, 8 ou 10mm, en préférant 8mm. Apposez le stylo perpendiculairement à la peau, avec une légère pression (on ne doit pas voir la marque du stylo après l'injection) et appuyez sur le bouton déclencheur, l'injection dure 10 secondes (une fenêtre avec un cadran rouge indique la fin de l'injection).

En cas d'oubli d'une dose, attendez l'injection suivante.